


Anticuerpo Policlonal Anti-Ypel5 Para Wb, Elisa - P62699

Número de artículo: CM0013651



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra YPEL5 validado para WB y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Dirigido contra yippee-like 5, un componente de la ligasa E3 CTLH implicado en la proliferación celular. Peso molecular: 14 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	YPEL5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CGI-127; YPEL5
Especie	Humano
GeneID (humano)	51646
GeneID	51646
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P62699
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo