

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ythdc1 (Validado Por Ko) Para Wb - E9Q5K9

Número de artículo: CM0004070

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO contra Ythdc1 de ratón (E9Q5K9), para aplicaciones de Western blot y ELISA. Inmunógeno de proteína recombinante, 85 kDa. Reacciona cruzadamente con YTHDC1 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Ythdc1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	mKIAA1966; A730098D12Rik; Ythdc1 de ratón
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	91746
ID de Gen	231386
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 597-736 de Ythdc1 de ratón (NP_808348.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	E9Q5K9
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo