


Anticuerpo Policlonal Anti-Ythdc1 Para Wb Y Elisa - Q96Mu7

Número de artículo: CM0029631



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra YTHDC1 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Se dirige a la proteína lectora de N6-metiladenosina involucrada en el empalme alternativo y el metabolismo del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YTHDC1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	YT521; YT521-B; YTHDC1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	91746
ID del Gen	91746
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96MU7
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo