

Anticuerpo Policlonal Anti-Ythdf1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Byj9

Número de artículo: CM0015978



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-YTHDF1 detecta YTHDF1 de humano, ratón y rata. Validado para Western blot, IF/ICC, IP y ELISA. Útil para investigación en modificación de ARN m6A, metabolismo de ARNm y epitranscriptómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YTHDF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DF1; C20orf21; YTHDF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54915
GeneID	54915
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de YTHDF1 humano (NP_060268.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYJ9
Peso Molecular	61kDa
Envío	Bolsa de hielo