

Anticuerpo Policlonal Anti-Ythdf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byj9

Número de artículo: CM0021903



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra YTHDF1, que reconoce humano, ratón y rata. Validado para Western blot, IHC-P y ELISA, con un peso molecular predicho de 61kDa. Ideal para investigación de modificación de ARN m6A y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	YTHDF1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DF1; C20orf21; YTHDF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54915
GeneID	54915
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-390 de YTHDF1 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYJ9
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo