

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ythdf2 (Validado Por Ko) Para Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y5A9

Número de artículo: CM0010065



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KO dirigido a YTHDF2, una proteína lectora de m6A. Reconoce humano, ratón y rata. Adecuado para WB, IP, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudios de metabolismo del ARN, epitranscriptómica e infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] YTHDF2 Rabbit mAb
Notas / Alias	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51441
GeneID	51441
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 339-565 de YTHDF2 humano (NP_057342.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5A9
Peso de la Proteína	62 kDa/57 kDa
Envío	Bolsa de hielo