

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ythdf2 Para Wb, Ihc, If - Q9Y5A9

Número de artículo: CM0021246



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra YTHDF2, una proteína lectora de m6A. Validado para WB, IHC, IF y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones en epitranscriptómica y biología del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-YTHDF2
Observaciones/alias	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
Especie	Humana
GenelD (humano)	51441
GenelD	51441
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de YTHDF2 humano (NP_057342.2).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q9Y5A9
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo