

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ythdf3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z739

Número de artículo: CM0027486



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra YTHDF3, un lector de m6A que regula la estabilidad del mRNA. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de epitranscriptómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YTHDF3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DF3; YTHDF3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	253943
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-275 del YTHDF3 humano (NP_689971.4).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z739
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo