


Anticuerpo Policlonal Anti-Ywhah Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04917

Número de artículo: CM0030208



Introducción

YWHAH Rabbit pAb detecta 14-3-3 eta (28 kDa) mediante WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de señalización cerebral y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	YWHAH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	YWHA1; YWHAH
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	7533
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-246 de la proteína YWHAH humana (NP_003396.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04917
Peso de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo