


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ywhaz (14-3-3 Zeta/Delta) Para Wb, If, Ihc, Elisa - P63104

Número de artículo: CM0030341



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra YWHAZ humano (14-3-3 zeta/delta). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de vías de señalización y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra YWHAZ
Observaciones/Alias	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7534
GeneID	7534
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 146-245 de YWHAZ humano (NP_003397.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63104
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo