

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Yy1 Para Wb, If/Icc, Elisa, Chip - P25490

Número de artículo: CM0002403



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra YY1 humano (P25490) está validado para WB, IF/ICC, ELISA y ChIP. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la regulación transcripcional y la remodelación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	YY1 Rabbit mAb
Notas / Alias	DELTA; NF-E1; UCRBP; GADEV5; INO80S; YIN-YANG-1; YY1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7528
GeneID	7528
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia situada entre los aminoácidos 200-300 de YY1 humano (P25490).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25490
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo