

Anticuerpo Policlonal Anti-Yy1Ap1 Para Wb Y Elisa - Q9H869

Número de artículo: CM0015053

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra YY1AP1 humano (HCCA2). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada hacia humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en remodelación de cromatina y cáncer de hígado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YY1AP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GRNG; HCCA1; HCCA2; YY1AP; YY1AP1
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	55249
ID del Gen	55249
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-80 de YY1AP1 humano (NP_060723.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H869
Peso Molecular de la Proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo