

Anticuerpo Policlonal Anti-Yy2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15391

Número de artículo: CM0023874

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra YY2 (ZNF631), validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigación de regulación transcripcional y desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	YY2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZNF631; YY2
Especie	Humano
GeneID (humano)	404281
GeneID	404281
Inmunógeno	Péptido Sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de YY2 humano (NP_996806.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15391
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo