


Anticuerpo Policlonal Anti-Zap70 Para Wb, If/Icc, Elisa - P43403

Número de artículo: CM0019750



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZAP70 humano (inmunógeno: aa 1-300). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en señalización de células T e inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ZAP70
Observaciones/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Especie	Humano
GeneID (humano)	7535
GeneID	7535
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de ZAP70 humano (NP_001070.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43403
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo