


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Zap70 Para Wb, Elisa - P43403

Número de artículo: CM0009585



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-ZAP70 (70kDa). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación de señalización de células T, desarrollo de linfocitos e inmunidad adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo ZAP70
Observaciones/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7535
GeneID	7535
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 520-619 de ZAP70 humano (NP_001070.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P43403
Peso Molecular de la Proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo