


Anticuerpo Policlonal Anti-Zbed1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O96006

Número de artículo: CM0029032



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZBED1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para investigación de transcripción y proliferación celular; detecta ZBED1 endógena a 78 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZBED1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALTE; DREF; TRAMP; hDREF; ZBED1
Especie	Humano
GenelD (humano)	9189
GenelD	9189
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 del ZBED1 humano (NP_001164607.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O96006
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo