

Anticuerpo Policlonal Anti-Zbp1 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Qy24

Número de artículo: CM0026603



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZBP1 de ratón (DAI/DLM-1) para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Reconoce la proteína 1 de unión a Z-DNA, un sensor inmune innato clave que desencadena PANoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZBP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Dai; Dlm1; mZaDLM; 2010010H03Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	81030
GeneID	58203
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de ZBP1 de ratón (NP_067369.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9QY24
Peso Proteico	44 kDa/21 kDa
Envío	Bolsa de hielo