

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Zbp1 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H171

Número de artículo: CM0007739



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ZBP1 humano (DAI/DLM-1), validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta la proteína de unión a Z-ADN/ARN de 46kDa, un sensor inmunitario innato clave del ARN-Z viral que desencadena PANoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo ZBP1
Observaciones/Alias	DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183
Especie	Humano
GeneID (Humano)	81030
GeneID	81030
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de ZBP1 humano (NP_110403.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H171
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo