

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zbp1 Para Wb Y Elisa - Q9H171

Número de artículo: CM0014782



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ZBP1 (DAI/DLM-1), validado para Western blot y ELISA, reactivo con muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para el estudio de la inmunidad innata y las vías de PANoptosis. - Q9H171

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZBP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183; ZBP1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	81030
ID del gen	81030
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de ZBP1 humano (NP_110403.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H171
Peso de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo