


Anticuerpo Policlonal Anti-Zbtb17 Para Wb Y Elisa - Q13105

Número de artículo: CM0014625



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZBTB17 (MIZ-1), un factor de transcripción implicado en el desarrollo de linfocitos y la regulación del ciclo celular. Validado para WB y ELISA, reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ZBTB17
Observaciones/Alias	MIZ-1; ZNF60; ZNF151; pHZ-67; ZBTB17
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	7709
ID del Gen	7709
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 121-360 de ZBTB17 humano (NP_003434.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13105
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo