


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zbtb17 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13105

Número de artículo: CM0026849



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZBTB17 (MIZ-1), un factor de transcripción crucial para el desarrollo de linfocitos y la regulación del ciclo celular. Validado para WB, IHC-P, ELISA, y reacciona con humano, ratón y rata.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo ZBTB17                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | MIZ-1; ZNF60; ZNF151; pHZ-67; ZBTB17                                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 7709                                                                                                                                 |
| GeneID              | 7709                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 121-360 de ZBTB17 humano (NP_003434.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | Q13105                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 88kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |