


Anticuerpo Policlonico Anti-Zbtb48 Para Wb, Elisa - P10074

Número de artículo: CM0029129



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra ZBTB48 (TZAP) humano, apto para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón. Útil para la investigación de la regulación de la longitud de los telómeros y la expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZBTB48 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HKR3; TZAP; ZNF855; pp9964; ZBTB48
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3104
GeneID	3104
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de ZBTB48 humano (NP_005332.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P10074
Peso de la Proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo