

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zbtb6 Para Wb, Elisa - Q15916

Número de artículo: CM0015424

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZBTB6 (ZID, ZNF482) para WB y ELISA. Detecta ZBTB6 humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción de dedo de zinc ampliamente expresado con los niveles más altos en el cerebro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ZBTB6
Observaciones/Alias	ZID; ZNF482; ZBTB6
Especies	Humano
GeneID (humano)	10773
GeneID	10773
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de ZBTB6 humano (NP_006617.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15916
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo