

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Zbtb7A/Fbi-1/Lrf Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095365

Número de artículo: CM0003390



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la ZBTB7A humana (también conocida como Pokemon, LRF). Validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudios de regulación transcripcional y biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZBTB7A/FBI-1/LRF Rabbit mAb
Observaciones/Alias	LRF; FBI1; FBI-1; TIP21; ZBTB7; MNDLFH; ZNF857A; pokemon; ZBTB7A/FBI-1/LRF
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	51341
ID del gen	51341
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-550 de la ZBTB7A/FBI-1/LRF humana (095365).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	095365
Peso proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo