

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zbtb8A Para Wb, Elisa - Q96Br9

Número de artículo: CM0023047

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZBTB8A (BOZF1), validado para WB y ELISA en humanos, ratones y ratas. Se dirige a un factor de transcripción de dedos de zinc involucrado en la regulación transcripcional. Ideal para el desarrollo de ensayos IVD y la investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZBTB8A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BOZF1; ZBTB8; ZNF916A; ZBTB8A
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	653121
ID de gen	653121
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96BR9
Peso de la proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo