

Anticuerpo Policlonal Anti-Zc3H12A Para Wb, Elisa - Q5D1E8

Número de artículo: CM0021359



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la ZC3H12A humana (MCPIP-1/Regnasa-1), una endorribonucleasa que modula la estabilidad del ARNm en las respuestas inmunitarias. Validado para WB y ELISA, adecuado para investigación en inflamación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZC3H12A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZC3H12A; MCPIP; MCPIP-1; MCPIP1; Reg1; dj423B22.1; endorribonucleasa ZC3H12A
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	80149
ID del Gen	80149
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 339-599 de la ZC3H12A humana (NP_079355.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	Q5D1E8
Peso de la Proteína	65kDa
Envío	Bolsa de hielo