

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zc3H12C (Mcpip3) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9C0D7

Número de artículo: CM0021641

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ZC3H12C humano (MCPIP3), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación en regulación de ARN y endonucleasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de conejo ZC3H12C
Observaciones/Alias	MCPIP3; ZC3H12C
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	85463
ID del Gen	85463
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 735-883 de ZC3H12C humano (NP_203748.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9C0D7
Peso Proteico	99kDa
Envío	Bolsa de hielo