

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zc3H12D Para Wb, If/Icc, Elisa - A2A288

Número de artículo: CM0021380

Introducción

Anticuerpo policlonal contra ZC3H12D validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige contra una ribonucleasa probable y supresor tumoral de ~58 kDa. Apto para investigación en cáncer e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZC3H12D Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TFL; p34; MCP4; C6orf95; dj281H8.1; ZC3H12D
Especie	Humano
GenelD (Humano)	340152
GenelD	340152
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-230 de ZC3H12D humano (NP_997243.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	A2A288
Peso de la proteína	58kDa
Envío	Bolsa de hielo