

Anticuerpo Policlonal Anti-Zc3H14 Para Wb Y Elisa - Q6Pjt7

Número de artículo: CM0017976

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZC3H14, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta ZC3H14 en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para la investigación de la biogénesis de circRNA y de las proteínas de unión al ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZC3H14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SUT2, MRT56, UKp68, MSUT-2, NY-REN-37, ZC3H14
Especie	Humano
ID del gen	79882
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-306 de ZC3H14 humano (NP_997545.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q6PJT7
Peso molecular	83kDa
Envío	Bolsa de hielo