

Anticuerpo Policlonal Anti-Zc3H15 Para Wb, Elisa - Q8Wu90

Número de artículo: CM0014205

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZC3H15 humano (DFRP1/LEREPO4), adecuado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Útil para estudiar la regulación de DRG1 y la actividad GTPasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZC3H15 Rabbit pAb
Observaciones/alias	DFRP1; HT010; LEREPO4; MSTP012; ZC3H15
Especie	Humano
GeneID (humano)	55854
GeneID	55854
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de ZC3H15 humano (NP_060941.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q8WU90
Peso molecular	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo