


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zc3H7A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwr0

Número de artículo: CM0017802



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ZC3H7A validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta ZC3H7A de humano, ratón y rata, un regulador de la biogénesis de miRNA. Ideal para investigación de proteínas nucleares y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZC3H7A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZC3H7; HSPC055; ZC3HDC7; ZC3H7A
Especie	Humano
ID del gen	29066
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de la ZC3H7A humana (NP_054872.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IWR0
Peso de la proteína	111kDa
Envío	Bolsa de hielo