

Anticuerpo Policlonal Anti-Zcchc11 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Tax3

Número de artículo: CM0030247



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ZCCHC11 (TUT4) para Western blot, IF/ICC y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de uridilación de mRNA y biogénesis de miRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZCCHC11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAPD3; TENT3A; ZCCHC11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23318
GeneID	23318
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-290 del ZCCHC11 humano (NP_001009881.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5TAX3
Peso Proteico	185kDa
Envío	Bolsa de hielo