

Anticuerpo Policlonal Anti-Zcchc3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nud5

Número de artículo: CM0020382

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZCCHC3 humano, validado en humano y ratón para WB, IF/ICC y ELISA. ZCCHC3 es una proteína de unión a ácidos nucleicos que participa en la inmunidad antiviral innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZCCHC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C20orf99; ZCCHC3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	85364
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9NUD5
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo