

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zcchc7 Para Wb, Elisa - Q8N3Z6

Número de artículo: CM0024067

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZCCHC7 validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Detecta la proteína de dedos de zinc de 63 kDa localizada en el nucléolo; inmunógeno recombinante para detección específica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZCCHC7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AIR1; HSPC086; ZCCHC7
Especie	Humana
GeneID (Humano)	84186
GeneID	84186
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-231 de ZCCHC7 humana (NP_115602.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q8N3Z6
Peso molecular de la proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo