


Anticuerpo Policlonal Anti-Zcwpw1 Para Wb, Elisa - Q9H0M4

Número de artículo: CM0024849



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZCWPW1 humano, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en ratón. Adecuado para investigar la metilación de histonas mediada por PRDM9, la reparación de roturas de doble cadena (DSB) meióticas y la fertilidad masculina. Peso molecular predicho 72 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ZCWPW1
Observaciones/Alias	ZCW1; ZCWPW1
Especie	Humano
ID del Gen	55063
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 389-648 de ZCWPW1 humano (NP_060454.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H0M4
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo