

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zdhhc15 Para Wb, Elisa - Q96Mv8

Número de artículo: CM0019924

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la palmitoiltransferasa ZDHHC15 humana, adecuado para Western blot y ELISA. Útil para investigar la palmitoilación de proteínas, el tráfico endosomal y la función sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZDHHC15 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimo	ZDHHC15; DHHC15; MRX91; palmitoiltransferasa ZDHHC15
Especie	Humana
ID del gen	158866
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 231-331 de ZDHHC15 humana (NP_659406.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q96MV8
Peso de la proteína	17kDa/38kDa/39kDa
Envío	Bolsa de hielo