

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zdhhc18 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nue0

Número de artículo: CM0017745

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a ZDHHC18 (DHHC18), adecuado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Detecta humano, ratón, rata; ideal para estudiar la palmitoilación y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ZDHHC18 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DHHC18; DHHC-18; ZDHHC18
Especie	Humano
GenelD (Humano)	84243
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 301-388 del ZDHHC18 humano (NP_115659.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NUE0
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo