

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zdhhc2 Para Wb Y Elisa - Q9UIj5

Número de artículo: CM0020969

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ZDHHC2 de alta calidad, validado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta la ZDHHC2 humana y de rata, una palmitoiltransferasa implicada en la metástasis del cáncer y la plasticidad sináptica. Ideal para investigación IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZDHHC2 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimo	DHHC2; ZNF372; ZDHHC2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	51201
ID del gen	51201
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 270-367 de la ZDHHC2 humana (NP_057437.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	Q9UIJ5
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsas de hielo