

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zdhhc20 Para Wb Y Elisa - Q5W0Z9

Número de artículo: CM0024046



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZDHHC20 humano, validado para WB y ELISA. Este anticuerpo de palmitoiltransferasa reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata, adecuado para estudiar la señalización de EGFR, la lipidez de la proteína de pico del SARS-CoV-2 y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ZDHHC20
Observaciones/Alias	DHHC20; DHHC-20; 4933421L13Rik; ZDHHC20
Especie	Humano
GeneID (humano)	253832
GeneID	253832
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 270-365 de ZDHHC20 humano (NP_001316988.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5W0Z9
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo