

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zdhhc4 Para Wb Y Elisa - Q9Npg8

Número de artículo: CM0021650

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZDHHC4 (palmitoiltransferasa) humana, apto para Western blot y ELISA. Detecta ZDHHC4 de humano, ratón y rata con un peso molecular predicho de 40 kDa. Ideal para investigación en palmitoilación y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZDHHC4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ZNF374; ZDHHC4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	55146
ID del gen	55146
Inmunógeno	Péptido sintético (aminoácidos 110-210 de ZDHHC4 humana)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPG8
Peso molecular de la proteína	40 kDa
Envío	Bolsa de hielo