

Pab De Conejo Anti-Zdhhc5 Para Wb, Elisa - Q9C0B5

Número de artículo: CM0019477

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZDHHC5, validado para WB y ELISA. Detecta ZDHHC5 humano y de ratón (78 kDa), una palmitoiltransferasa que regula la adhesión celular, la inmunidad y la captación de ácidos grasos. Ideal para la investigación en IVD y el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo ZDHHC5
Observaciones/Alias	DHHC5, ZNF375
Especie	Humano
GeneID	25921
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 130-230 de ZDHHC5 humano (NP_056272.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q9C0B5
Peso proteico	78 kDa
Envío	Bolsa de hielo