

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zdhhc8 Para Wb, Elisa - Q9ULc8

Número de artículo: CM0023043

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZDHHC8, una palmitoiltransferasa. Validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para la investigación sobre palmitoilación de proteínas y eflujo de colesterol.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | ZDHHC8 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | DHHC8; ZNF378; ZDHHCL1; ZDHHC8                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| ID de Gen (Humano)  | 29801                                                                                                                                |
| ID de Gen           | 29801                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-380 del ZDHHC8 humano (NP_037505.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                        |
| SWISS               | Q9ULC8                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 81kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |