


Anticuerpo Monoclonal Anti-Zeb1 Para Wb, Elisa - P37275

Número de artículo: CM0011588



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ZEB1 humana, validado para WB y ELISA. Adecuado para estudios de MET y regulación transcripcional, dirigido al represor 1 de la caja de dedos de zinc y homeodominio de unión a la caja E.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ZEB1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	6935
ID del gen	6935
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína recombinante de ZEB1 humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P37275
Peso de la proteína	116 kDa/122 kDa/124 kDa
Envío	Bolsa de hielo