


Anticuerpo Policlonal Anti-Zeb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P37275

Número de artículo: CM0014416



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ZEB1, un factor de transcripción de dedos de zinc involucrado en la transición epitelial-mesenquimal. Validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Peso molecular: 124 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	ZEB1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6935
ID del Gen	6935
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 490-710 de ZEB1 humano (NP_110378.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P37275
Peso de la Proteína	124kDa
Envío	Bolsa de hielo