

## Anticuerpo Policlonal Anti-Zeb2 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60315

Número de artículo: CM0029518



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ZEB2 (SIP1/ZFH1B), un represor transcripcional de E-cadherina. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de EMT y cromatina.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | pAb de Conejo contra ZEB2                                                                                                            |
| Observaciones/Alias           | SIP1; SIP-1; ZFH1B; HSPC082; SMADIP1; ZEB2                                                                                           |
| Especies                      | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (humano)               | 9839                                                                                                                                 |
| GeneID                        | 9839                                                                                                                                 |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1050-1214 de ZEB2 humano (NP_055610.1). |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría                     | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS                         | O60315                                                                                                                               |
| Peso Molecular de la Proteína | 136kDa                                                                                                                               |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                       |