

Anticuerpo Policlonal Anti-Zfand3 Para Ihc-P Y Elisa - Q9H8U3

Número de artículo: CM0028052



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-ZFAND3 (origen conejo) contra ZFAND3 humano recombinante (aa 1-227). Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para IHC-P y ELISA. UniProt Q9H8U3.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZFAND3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TEX27; ZFAND3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	60685
GeneID	60685
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-227 del ZFAND3 humano (NP_068762.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H8U3
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo