


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zfp36 Para Wb, Elisa - P26651

Número de artículo: CM0018967



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ZFP36 humano (tristetraprolina), validado para WB y ELISA. Adecuado para el estudio de la degradación del mRNA, la inflamación y las vías de supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZFP36 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TTP; G0S24; GOS24; TIS11; NUP475; zfp-36; RNF162A; ZFP36
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7538
ID de Gen	7538
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-326 de ZFP36 humano (NP_003398.3).
Fuente	Conejojo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P26651
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo