

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zfpm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ix07

Número de artículo: CM0019158



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZFPM1 (FOG1), validado en WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón, rata. Esencial para la diferenciación eritroide y megacariocítica mediante la interacción con el factor GATA. Ideal para la investigación de hematopoyesis y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZFPM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FOG; FOG1; ZNF408; ZNF89A; ZC2HC11A; ZFPM1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	161882
ID de Gen	161882
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 del ZFPM1 humano (NP_722520.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IX07
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo