

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Zfpm2 Para Wb, Elisa - Q8Ww38

Número de artículo: CM0027250

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra ZFPM2 humano (FOG2). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada a ratón. Ideal para estudiar la regulación de la transcripción, la morfogénesis cardíaca y la diferenciación gonadal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ZFPM2
Observaciones/Alias	DIH3, FOG2, SRXY9, ZNF89B, hFOG-2, ZC2HC11B, ZFPM2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	23414
ID del Gen	23414
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 982-1151 de ZFPM2 humano (NP_036214.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WW38
Peso Proteico	128kDa
Envío	Bolsa de hielo