

Anticuerpo Policiano Anti-Zfx Para Wb - P17010

Número de artículo: CM0020792

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ZFX humano, validado para Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Proteína de dedo de zinc del cromosoma X, un activador transcripcional probable.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ZFX Rabbit pAb
Notas / Alias	ZNF926; ZFX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7543
GeneID	7543
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-380 de ZFX humano (NP_003401.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17010
Peso Molecular	91kDa
Envío	Bolsa de hielo